

APLW 020/1  
Panier inférieur  
équipé de 121 injecteurs APLW 047.



**Image  
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115755 / Numéro de matériel: 11104730 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	675
Poids net en kg	8,64
Poids brut en kg	11,26
<b>Accessoires</b>	
APLW 047, injecteur Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121