

APLW 021

Panier inférieur

avec 110 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115762 / Numéro de matériel: 11104740 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	110
Flacons [nombre]	110
Verrerie à col étroit [nombre]	110
Bouteilles [nombre]	110
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	575
Dimension extérieure, largeur nette en mm	504
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	450
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,91
Poids brut en kg	8,35