

APLW 023

Panier inférieur

avec 56 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115786 / Numéro de matériel: 11104760 /
Ancien Numéro de matériel: 69302300D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	56
Bouteilles [nombre]	56
Erlenmeyer [nombre]	56
Ballons gradués [nombre]	56
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	575
Dimension extérieure, largeur nette en mm	504
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	480
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,48
Poids brut en kg	7,91