

APLW 024

Panier inférieur

avec 42 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs.



Image
in progress

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115793 / Numéro de matériel: 11104770 /
Ancien Numéro de matériel: 69302400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	21
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	22
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	352
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,22
Poids brut en kg	7,66