

APLW 024/2 Panier inférieur équipé de 32 injecteurs APLW 051 et 10 injecteurs APLW 055.



Image in progress

• À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115816 / Numéro de matériel: 11104790 / Ancien Numéro de matériel: 69302402D

Ancien Numero de matériel: 69302402D	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	220
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	352
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,97
Poids brut en kg	10,48
Accessoires	
APLW 051, injecteur Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 055, injecteur Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	10