


APLW 026/1  
Panier inférieur  
équipé de 20 injecteurs APLW 056.



- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115861 / Numéro de matériel: 11104840 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302601D

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Famille produit</b>                               |                         |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire       | •                       |
| <b>Accessoires</b>                                   |                         |
| PLW 6011   | •                       |
| PLW 6111   | •                       |
| <b>Catégorie de produit</b>                          |                         |
| Panier à injection                                   | •                       |
| Panier inférieur                                     | •                       |
| <b>Caractéristiques produit</b>                      |                         |
| Matériau   | Inox, Plastique         |
| Couleur  | Bleu, Inox, Noir, Blanc |
| <b>Domaine d'application</b>                         |                         |
| Traitement de la verrerie de laboratoire             | •                       |
| <b>Capacité</b>                                      |                         |
| Verrerie à col étroit [nombre]                       | 20                      |
| Bouteilles [nombre]                                  | 20                      |
| Erlenmeyer [nombre]                                  | 20                      |
| Ballons gradués [nombre]                             | 20                      |
| <b>Dimensions et poids</b>                           |                         |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm            | 270                     |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm            | 535                     |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm         | 570                     |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm            | 340                     |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm            | 555                     |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm         | 615                     |
| Poids net en kg                                      | 4,92                    |
| Poids brut en kg                                     | 9,20                    |
| <b>Accessoires</b>                                   |                         |
| APLW 056, injecteur Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre] | 20                      |