


APLW 026/1
Panier inférieur
équipé de 20 injecteurs APLW 056.



- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115861 / Numéro de matériel: 11104840 /
Ancien Numéro de matériel: 69302601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	340
Dimension extérieure, largeur brute en mm	555
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,92
Poids brut en kg	9,20
Accessoires	
APLW 056, injecteur Ø 6 mm, longueur 225 mm [nombre]	20