

APLW 028
Panier inférieur
avec 27 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs.



Image in progress

• À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Famille produit Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire Accessoires PLW 6011 PLW 6111 Catégorie de produit Panier à injection Panier inférieur Caractéristiques produit Matériau Inox, Plastique Inox, Noir, Blanc Couleur Domaine d'application Traitement de la verrerie de laboratoire Capacité Verrerie à col étroit [nombre] 27 Bouteilles [nombre] 27 Erlenmeyer [nombre] 27 Ballons gradués [nombre] 27 Dimensions et poids

458

420

35 340

555

615

4,98

7,30

Code EAN: 4002516115885 / Numéro de matériel: 11104860 /

Ancien Numéro de matériel: 69302800D

Dimension extérieure, hauteur nette en mm Dimension extérieure, largeur nette en mm

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

Dimension extérieure, largeur brute en mm

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

Poids net en kg

Poids brut en kg

Dimension extérieure, profondeur nette en mm