

APLW 030

Panier inférieur

avec 12 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs.



**Image  
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur
- Espace utile 220 x 490 mm

Code EAN: 4002516115908 / Numéro de matériel: 11104880 /  
Ancien Numéro de matériel: 69303000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	12
Bouteilles [nombre]	12
Erlenmeyer [nombre]	12
Ballons gradués [nombre]	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	424
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	582
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,32
Poids brut en kg	6,72