

APLW 032

Panier inférieur

avec 121 + 24 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs.



**Image
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115939 / Numéro de matériel: 11104910 /
Ancien Numéro de matériel: 69303200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	570
Dimension extérieure, largeur nette en mm	536
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	70
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	5,99
Poids brut en kg	8,31