

APLW 036

Couvercle

Hauteur 45 mm, pour fixer les charges fragiles.



Code EAN: 4002516115984 / Numéro de matériel: 11104960 /
Ancien Numéro de matériel: 69303600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	248
Dimension extérieure, largeur nette en mm	248
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	45
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	278
Dimension extérieure, largeur brute en mm	57
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	285
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,53