


APLW 040  
Complément  
pour tubes à essai, hauteur 115 mm.



- À utiliser avec le couvercle APLW 043

Code EAN: 4002516116028 / Numéro de matériel: 11105000 /  
Ancien Numéro de matériel: 69304000D

|  |      |
|--|------|
| <b>Famille produit</b>                         |      |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •    |
| <b>Accessoires</b>                             |      |
| PLW 6011                                       | •    |
| PLW 6111                                       | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                    |      |
| Complément/module pour les tubes à essai       | •    |
| <b>Domaine d'application</b>                   |      |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •    |
| <b>Caractéristiques produit</b>                |      |
| Matériau                                       | Inox |
| Couleur  | Inox |
| Hauteur de chargement maximale en mm           | 115  |
| <b>Dimensions et poids</b>                     |      |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | 100  |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 220  |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 220  |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 330  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 315  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 315  |
| Poids net en kg                                | 0,47 |
| Poids brut en kg                               | 1,58 |