

## APLW 040 Complément pour tubes à essai, hauteur 115 mm.



• À utiliser avec le couvercle APLW 043

| Ancien Numéro de matériel: 69304000D           | 103000 / |
|--|----------|
| Famille produit                                |          |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | •        |
| Accessoires                                    |          |
| PLW 6011                                       | •        |
| PLW 6111                                       | •        |
| Catégorie de produit                           |          |
| Complément/module pour les tubes à essai       | •        |
| Caractéristiques produit                       |          |
| Matériau                                       | Inox     |
| Couleur  | Inox     |
| Hauteur de chargement maximale en mm           | 115      |
| Domaine d'application                          |          |
| Traitement de la verrerie de laboratoire       | •        |
| Dimensions et poids                            |          |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm      | _100     |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm      | 220      |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm   | 220      |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm      | 330      |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm      | 315      |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm   | 315      |
| Poids net en kg                                | 0,47     |
| Poids brut en kg                               | 1,58     |

Code EAN: 4002516116028 / Numéro de matériel: 11105000 /