


APLW 043 Couvercle pour compléments APLW 040-042



Ancien Numéro de matériel: 69304300D



Ancien Numero de materiel. 09304300D	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	lnox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	205
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	205
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	0,18
Poids brut en kg	0,55