

APLW 050

Injecteur

avec supports plastique, en étoile, Ø 4, longueur 75 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Code EAN: 4002516116110 / Numéro de matériel: 11105100 /
Ancien Numéro de matériel: 69305000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	33
Dimension extérieure, largeur nette en mm	37
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	77
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	65
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	118
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,03