

APLW 052

Injecteur

avec supports plastique, en étoile, blocage, Ø 4, longueur 175 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 5 mm

Code EAN: 4002516117278 / Numéro de matériel: 11105120 /
Ancien Numéro de matériel: 69305200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	54
Dimension extérieure, largeur nette en mm	54
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	178
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02