

APLW 053

Injecteur

avec supports plastique, en étoile, Ø 6, longueur 115 mm.

Code EAN: 4002516116134 / Numéro de matériel: 11105130 /

Ancien Numéro de matériel: 69305300D



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	123
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01