

APLW 062

Injecteur

avec supports plastique et support pour goulot, en étoile, Ø 6, longueur 135 mm.

Code EAN: 4002516116288 / Numéro de matériel: 11105220 /
Ancien Numéro de matériel: 69306200D



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec support-tulipe

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	145
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,07