

APLW 064

Injecteur

avec supports plastique et support pour goulot, en étoile, Ø 6, long. 225 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm
- Avec support-tulipe

Code EAN: 4002516116301 / Numéro de matériel: 11105240 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	231
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,10