

APLW 066  
Injecteur  
avec support Ø 6, longueur 175 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116325 / Numéro de matériel: 11105260 /  
Ancien Numéro de matériel: 69306600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	75
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	182
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,08