

APLW 067

Injecteur

avec support Ø 6, longueur 225 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116332 / Numéro de matériel: 11105270 /
Ancien Numéro de matériel: 69306700D

| | |
|--|------------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Câble, rilsanisé, Inox |
| Couleur | Bleu, Inox, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 70 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 70 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 235 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 55 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 180 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 250 |
| Poids net en kg | 0,08 |
| Poids brut en kg | 0,09 |