

APLW 068
Injecteur
avec support Ø 6, longueur 275 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Avec capuchon de buse, Ø 10 mm

Code EAN: 4002516116349 / Numéro de matériel: 11105280 /
Ancien Numéro de matériel: 69306800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	70
Dimension extérieure, largeur nette en mm	85
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	287
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	300
Poids net en kg	0,09
Poids brut en kg	0,15