

APLW 070
Injecteur
avec support inox, Ø 8, longueur 320 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Surface de contact avec la pointe du gicleur, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116363 / Numéro de matériel: 11105300 /
Ancien Numéro de matériel: 69307000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	87
Dimension extérieure, largeur nette en mm	87
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	108
Dimension extérieure, largeur brute en mm	117
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,19