

APLW 071

Injecteur

avec support pour cylindre gradué Ø 105 mm max. et injecteurs Ø 8, l 320 mm.



- Pour paniers et chariots d'injecteurs courants
- Pour cylindres et éprouvettes gradués et tubes à essais, par ex.
- Surface de contact avec la pointe du gicleur, Ø 17 mm

Code EAN: 4002516116370 / Numéro de matériel: 11105310 /  
Ancien Numéro de matériel: 69307100D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	330
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	0,24
Poids brut en kg	0,38