

APLW 072

Vis d'obturation

pour obturer les emplacements d'injecteurs des supports de charge.



Code EAN: 4002516116387 / Numéro de matériel: 11105320 /
Ancien Numéro de matériel: 69307200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00