

APLW 085 Support pour goulot de bouteille pour injecteurs Ø 6 mm, Ø 33 mm.





Code EAN: 4002516116615 / Numéro de matériel: 11105450 / Ancien Numéro de matériel: 69308500D

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	25
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	42
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02