

A 840/1

Injecteur

avec supports en plastique, diamètre des buses 6, longueur 130 mm, 5 pièces.



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Idéal pour charge avec des ouvertures de 12 à 85 mm
- Diamètre du cache supérieur : 11 mm
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516188803 / Numéro de matériel: 11112600 /

Ancien Numéro de matériel: 69684001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	130
Dimension extérieure, largeur nette en mm	92
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	86
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	107
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
Poids net en kg	0,14
Poids brut en kg	0,25