

A 843/1

Injecteur

avec supports en plastique, diamètre des buses 4, longueur 185 mm, 5 pièces



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Idéal pour charge avec des ouvertures de 10 à 70 mm
- Diamètre du cache supérieur : 9 mm
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516188889 / Numéro de matériel: 11113720 /

Ancien Numéro de matériel: 69684301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	185
Dimension extérieure, largeur nette en mm	76
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	71
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	107
Dimension extérieure, largeur brute en mm	130
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	195
Poids net en kg	0,11
Poids brut en kg	0,22