

A 844/1

Injecteur

avec supports en plastique, diamètre des buses 2,5, longueur 80 mm, 5 pièces



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage avec 5 gicleurs

Code EAN: 4002516188919 / Numéro de matériel: 11115470 / Ancien Numéro de matériel: 69684401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	80
Dimension extérieure, largeur nette en mm	60
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	55
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	85
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,11