

A 300/3

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 8 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Équipé de 4 gicleurs A 840 et de 4 gicleurs A 841
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 118 mm en largeur, 118 mm en profondeur

Code EAN: 4002516188964 / Numéro de matériel: 11116900 / Ancien Numéro de matériel: 69630003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	8
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	228
Dimension extérieure, largeur nette en mm	208
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	1,47
Poids brut en kg	1,91
<b>Accessoires</b>	
A 840, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 130 mm [nombre]	4
A 841, gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 210 mm [nombre]	4