

APWD 072

Injecteur

pour le traitement optimal des instruments avec lumen, notamment aspirateurs.



- Convient au panier APWD 061
- En utilisant l'adaptateur APWD 073
- L'illustration montre l'APWD 072 avec l'adaptateur APWD 073

Code EAN: 4002516122289 / Numéro de matériel: 11127460 /
Ancien Numéro de matériel: 68407200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,01