


A 14/1
Couvercle
pour la fixation de charges fragiles.




- Couvercle en inox
- Découpe 8 x 8 mm, entretoise 3 mm
- Couvre la moitié d'un complément AK 12/1

Code EAN: 4002516340126 / Numéro de matériel: 11131560 /
Ancien Numéro de matériel: 69746003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Couvercle	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•

A 14/1
Couvercle
pour la fixation de charges fragiles.



Code EAN: 4002516340126 / Numéro de matériel: 11131560 /
Ancien Numéro de matériel: 69746003D

Caractéristiques produit

Matériau	Inox
Couleur	Inox

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	19
Dimension extérieure, largeur nette en mm	207
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	224
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	65
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,35