

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Produit de nettoyage du système TwinDos.

Code EAN: 4002516200079 / Numéro de matériel: 11171420 /
Ancien Numéro de matériel: 11997165EU1



- Pour le rinçage des conduites de dosage TwinDos
- À appliquer avant de changer un produit
- À utiliser avant une pause prolongée d'utilisation (2 mois min.)
- Assure le fonctionnement optimal du doseur automatique
- Pour env. 5 cycles de lavage
- Pour lave-linge et lave-linge séchants Miele avec TwinDos