

PLW 8617 [EL TH]

Laveurs de laboratoire

- une porte, avec réservoir de préchauffage, largeur 1150 mm, 351 l l volume utile.

Code EAN: 4002516144946 / Numéro de matériel: 11175060 /
Ancien Numéro de matériel: 62861702F



- Rendement/charge 216 flacons de laboratoire, 588 fioles ou 294 pipettes
- Cycles courts grâce à l'eau déminéralisée préchauffée
- Consommation d'eau réduite jusqu'à 60 % selon le chargement *
- Flexibles & simples – Compléments modulaires & système EasyLoad
- Efficace – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Résultats fiables – Capteur bras de lavage & Mesure conductivité

* par ex. 60 % d'économie avec des flacons de laboratoire de 100 ml dans le programme universel max, par rapport au programme de laboratoire universel du PG 8527