

TT 86

Chariots de transfert

pour charger et décharger les laveurs-désinfecteurs et lave-vaisselle de labo.



- Équipé de 4 roulettes, immobilisables
- Manipulation simple et agréable via la barre-poignée ergonomique
- Équipé d'un bac collecteur amovible
- Réglable sur différentes hauteurs
- Pour le nettoyage de cabines de lavage de chariots conteneurs

Code EAN: 4002516147725 / Numéro de matériel: 11178960 / Ancien Numéro de matériel: 69200115D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	911
Dimension extérieure, largeur nette en mm	693
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	990
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	22,20
Poids brut en kg	41,00