

A 852  
Cadre support  
pour les modules à injection A 622.



- Aménagement : 4 x 9 champs
- Utilisable sur le module à injection A 622
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516201922 / Numéro de matériel: 11236650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69685200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres compléments/autres modules	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé, Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris, Noir
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	59
Longueur de compartiment en mm	58
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	76
Dimension extérieure, largeur nette en mm	256
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	562
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	75
Dimension extérieure, largeur brute en mm	330
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	0,61
Poids brut en kg	0,99