


E 319/4

Tamis

pour protéger contre les salissures par des étiquettes ou des éclats de verre.



- Tamis retenant les gros résidus
- Évite la salissure par les étiquettes de verrerie de laboratoire
- Empêche les salissures causées par les éclats de verre brisé

Code EAN: 4002516207429 / Numéro de matériel: 11237950 / Ancien Numéro de matériel: 69531905D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	57
Dimension extérieure, largeur nette en mm	455
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	513
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	475
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net en kg	2,37
Poids brut en kg	2,98