

A 12/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur
- Couvre la moitié de la surface de chargement d'un panier
- Pas utilisable dans PG 8536

Code EAN: 4002516237068 / Numéro de matériel: 11238030 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501205D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Cadre inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	237
Dimension extérieure, largeur nette en mm	448
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	14
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	65
Dimension extérieure, largeur brute en mm	255
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	0,39
Poids brut en kg	0,57