


A 11/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur
- Pas utilisable dans PG 8536

Code EAN: 4002516340119 / Numéro de matériel: 11239130 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	476
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	443
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	505
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,72
Poids brut en kg	1,08