


A 11/2

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et le panier supérieur

Code EAN: 4002516340119 / Numéro de matériel: 11239130 /
Ancien Numéro de matériel: 69501103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Support	•
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	476
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	443
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	505
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	1,08