

A 320

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm

Code EAN: 4002516237082 / Numéro de matériel: 11295510 /
Ancien Numéro de matériel: 69632000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Cadre inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	237
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	536
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	0,47
Poids brut en kg	0,63