

DKF 29-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W, DA 929x W et DAH xxxx.

Code EAN: 4002516221647 / Numéro de matériel: 11295570 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996412EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.