

DGG 50-120

Récipient cuisson vapeur non perforé

pour les fours vapeur DG 7000 et les fours vapeur micro-ondes DGM 6000/7000.

Code EAN: 4002516244578 / Numéro de matériel: 11323320 /
Ancien Numéro de matériel: 23996130EU1



- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- pour la préparation de plats en sauce, au bouillon ou à l'eau
- Capacité : 5,5 l
- l x p x h : 375 x 197 x 120 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !