


DKF 28-R  
Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

Code EAN: 4002516241805 / Numéro de matériel: 11347530 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996415EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.