

APST 003

Plateau aluminium

Pour l'accueil d'instruments ou d'objets poreux de petite taille.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Stabilité élevée et faible poids
- Convient pour les modèles PST 1710 et PST 1720

Code EAN: 4002516297055 / Numéro de matériel: 11377310 /
Ancien Numéro de matériel: 68900003D

| | |
|--|-----------|
| Famille produit | |
| Stérilisateurs compacts | • |
| Accessoires | |
| PST 1710 | • |
| PST 1720 | • |
| Catégorie de produit | |
| Plateaux_tablettes | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Traitement des instruments gynécologiques | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 20 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 287 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 186 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 35 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 200 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 300 |
| Poids net en kg | 0,18 |
| Poids brut en kg | 0,24 |