

APST 004

Plateau aluminium

Pour l'accueil d'instruments ou d'objets poreux de grande taille.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Stabilité élevée et faible poids
- Convient pour les modèles PST 2210 et PST 2220

Code EAN: 4002516299448 / Numéro de matériel: 11377330 /
Ancien Numéro de matériel: 68900004D

Famille produit	
Stériliseurs compacts	•
Accessoires	
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Plateaux_tablettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Argent
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,34