

APST 005

Support de plateau

Pour le retrait sans risque de plateaux aluminium.



- Poignée en plastique

Code EAN: 4002516298199 / Numéro de matériel: 11377340 /
Ancien Numéro de matériel: 68900005D

Famille produit	
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	186
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	379
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05