

APST 006

Joint de porte

Pour l'étanchéité de la chambre de pression.



- Remplacement nécessaire après 800 cycles de stérilisation

Code EAN: 4002516298205 / Numéro de matériel: 11377350 /  
Ancien Numéro de matériel: 68900006D

<b>Famille produit</b>	
Stérilisateurs compacts	•
<b>Accessoires</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Joint	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	0,11
Poids brut en kg	0,12