

PR 900

Imprimante intégrée  
pour imprimer des protocoles de traitement.



- Imprimante thermique avec une largeur de papier de 60 mm
- Installation côté déchargement sur le modèle à 2 portes

Code EAN: 4002516362081 / Numéro de matériel: 11491220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69247004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Jeu d'adaptation	•
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Couleur	Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	950
Dimension extérieure, largeur nette en mm	77
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	69
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net en kg	2,88
Poids brut en kg	3,60