

ProCare Tex 10 - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l
sans phosphates, avec Écolabel européen.



- Spécialement conçu pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Action rapide et lavage efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516364580 / Numéro de matériel: 11516870 /
Ancien Numéro de matériel: 59701101DE

| | |
|---|-----------------------|
| Famille produit | |
| Lave-linge | • |
| Efficacité de lavage | |
| Détachement de la saleté | Très bien |
| Dissolution des protéines | Bien |
| Dissolution de la graisse | Bien |
| Dosage | |
| Adaptation de la concentration du dosage possible | • |
| Valeur pH de la solution | 12,0-13,0 |
| Convient à un dosage automatique (AutoDos) | • |
| Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau | • |
| Recommandation de dosage | |
| Valeur pH de la solution | 12,0-13,0 |
| Caractéristiques produit | |
| Température de stockage minimale en °C | 0 |
| Température de stockage maximale en °C | 40 |
| Utilisation | |
| Laveries automatiques | • |
| Hôtellerie, gastronomie | • |
| Lavage des vêtements de sport | • |
| Lavage des vestes et manteaux | • |
| Caractéristiques produit | |
| Type de produit | Lessive pure |
| Alcalinité | Alcalin |
| Formation d'agrégats | Concentré liquide |
| Composants | Alcalis, Tensioactifs |
| Biodégradable | • |
| Sans phosphates | • |
| Efficace à des température de 30 à 90 °C | • |
| Très efficace dès 40 °C | • |
| Faible temps de maintien | • |
| Lavage efficace même à faible dosage | • |
| Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³ | 1,25 |
| À base de matières premières 100 % renouvelables | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 193,00 |
| Conseils de stockage | |
| Température de stockage minimale en °C | 0 |
| Température de stockage maximale en °C | 40 |
| À conserver dans un endroit frais et sec | • |
| Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient | • |
| Durée de conservation en mois | 24 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 256 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 148 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 193 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 249,00 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 148,00 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 193,00 |

ProCare Tex 10 - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l
sans phosphates, avec Écolabel européen.



Code EAN: 4002516364580 / Numéro de matériel: 11516870 /
Ancien Numéro de matériel: 59701101DE

| | |
|-------------------------|------|
| Capacité de charge en g | 6250 |
|-------------------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Poids brut en kg | 6,53 |
|------------------|------|

| | |
|----------------|------|
| Capacité en ml | 5000 |
|----------------|------|

Conformités, contrôles et indicateurs

| | |
|-----------------------------|---|
| Conforme aux normes SGH/CLP | • |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Écolabel européen | • |
|-------------------|---|

Numéros de contrôle

| | |
|--------------------------------|---|
| Écolabel européen : DE/039/019 | • |
|--------------------------------|---|